


**EQUIPAMENTOS PARA O CICLO
COMPLETO DE BIOSSEGURANÇA**

Seu consultório muito mais seguro



LAVADORA



SELADORA



DESTILADORA



AUTOCLAVES

**AUTOCLAVE
BIOCLAVE 21L**


**A TECNOLOGIA EVOLUI
VOCÊ TAMBÉM**

Projetada para entregar altíssimo desempenho em todos os seus procedimentos, só a Linha de Autoclaves Saevo integra tecnologia com design. Garantia de segurança e saúde em seu mais alto nível.

ANVISA: 10069210079

- 01 VÁLVULA ANTIVÁCUO**
subpressão
- 02 VÁLVULA DE SEGURANÇA**
sobrepessão
- 03 SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO**
- 04 ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE**
Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão.

- 05 3 BANDEJAS**
- 06 TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL**
Permite uma longa durabilidade e resistência.
- 07 MANÔMETRO**
Permite o monitoramento adequado de temperatura e pressão de trabalho durante todo o ciclo de esterilização.
- 08 PAINEL DE COMANDOS**
Painel de comandos localizado na lateral do equipamento. Protegendo das mudanças de temperatura.



PAINEL DE COMANDOS

- 01 | Indicação de pressão e temperatura
- 02 | Início do ciclo de esterilização
- 03 | Extra secagem
- 04 | Anula/interrompe o ciclo de esterilização
- 05 | Equipamento ligado
- 06 | Indicação do processo de aquecimento/esterilização
- 07 | Indicação do processo de secagem
- 08 | Interrupção de ciclo

**AUTOCLAVE
BIOCLAVE 12L**



2 BANDEJAS



ANVISA: 10069210082

LAVADORA ULTRASSÔNICA BIOFREE 6L

ONDAS ULTRASSÔNICAS GARANTEM ULTRALIMPEZA.

Higienização em nível ultrassônico para eliminar completamente todos os materiais orgânicos ou sintéticos de cada átomo de seus instrumentais. Somente as lavadoras Saevo garantem a você e seu paciente saúde e segurança até onde não se pode ver.

DESIGN MODERNO E FUNCIONAL:

facilita a movimentação e garante maior durabilidade ao equipamento.

AQUECEDORES DE CERÂMICA:

garantem maior segurança, eficiência e aumentam a vida útil do equipamento.

LAVAGEM COM ÁGUA AQUECIDA:

diferentes temperaturas de aquecimento na versão 6L.

VÁLVULA DE DRENAGEM*:

facilita o esvaziamento da água da lavadora.

FUNÇÃO DE DESGASEIFICAÇÃO:

relacionada à diminuição de gotículas e bolhas de ar nas paredes do tanque, melhorando a eficiência da limpeza

ANVISA: Biofree 6L e 2L: 10069210083
* Sistema exclusivo Biofree 6L.

DISPONÍVEL
TAMBÉM NA VERSÃO
BIOFREE 2L



CARACTERÍSTICAS

- 1 Geradores ultrassônicos de vibração: ondas uniformemente distribuídas que proporcionam uma limpeza mais profunda alcançando áreas inacessíveis à lavagem manual
- 2 Tampa transparente que facilita a visualização do conteúdo interno
- 3 Cesta confeccionada em material termoplástico de alta resistência para acomodação dos materiais.
- 4 Iluminação LED interna da cuba.
- 5 Seletor de temperatura da água. Permite lavagem com água aquecida.
- 6 Seletor para ajuste do tempo do ciclo de lavagem.
- 7 Painel de comando com visor LED digital do tempo de funcionamento e temperatura da água.
- 8 Reservatório com capacidade de 6 litros.

SELADORA BIOPACK

LIVRE DE AR E DE PREOCUPAÇÕES

Esterilizar é preciso, mas para assegurar proteção completa a seus artigos, é preciso selar hermeticamente. Criada para ser altamente eficiente e econômica, a tecnologia da Seladora Biopack Saevo deixará você completamente sem ar.



DESTILADORA BIOAQUA

PURIFIQUE SUA ÁGUA EM ATÉ 99,9%

Chegar ao máximo da perfeição para oferecer a melhor destiladora sem instalações hidráulicas do mundo. A Saevo elevou todos os padrões de purificação com a Bioaqua, tecnologia inteligente que economiza água para você não economizar em segurança.



ANVISA - Seladora e Destiladora: Produto não correlato. JANEIRO - 2022 | COD. 51000000182

SOLICITE
ORÇAMENTO



AUTOCLAVES



LAVADORAS



SELADORA E DESTILADORA