

CONSULTÓRIO S 200 F

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

INSPIRE UMA NOVA ROTINA DE TRABALHO


O S 200 é um consultório de entrada para você iniciar a sua carreira com tecnologia e design

Imagem ilustrativa. Confira lista de opcionais no verso.

CONHEÇA O S 200

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado*
- 2 Estofamento com 15 opções de cores**
- 3 Pedal de comandos para acionamento e programação da cadeira
- 4 Base com debrum antiderrapante
- 5 Dispensa fixação no piso
- 6 Permite acoplamento de até 5 terminais
- 7 Tampo de inox para apoio de instrumentais*
- 8 Equipos com braço pneumático no equipo F e mecânico nos demais modelos
- 9 Porta-copo e sensor de proximidade***
- 10 Refletor Sirius LED - 3, 5 ou 3x2 LEDs com sensor de proximidade***

CONFIRA NO VERSO A LISTA DE
ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS



*Opcional na S 200 Smart.

**Couro não se aplica na S200 Smart.

***Opcional na S200 F, S200 SF e S200 Cart.
Não se aplica na S200 Smart.

BRAÇO ALCANCE COM PAD*

UPGRADE BRAÇO ALCANCE

O assistente que possibilita maior conforto e segurança em seus atendimentos



► Possibilidade de inclusão de até três terminais sendo 2 suctores e 1 seringa tríplice:

- 01 terminal suctor Venturi
- 01 terminal suctor VAC PLUS**
- 01 terminal suctor BV**
- 01 terminal Seringa Tríplice*

► PAD com controle de elevação e descida do acento e encosto*

*Opcional na S200 F, S200 SF e S200 Cart. Não se aplica na S200 Smart

**Opcional na S200 F, S200 SF, S200 Cart e S200 Smart

CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

PVC



Verde Escuro

Ouro

Gris

Laranja

Prata



Azul Marinho



Angra



Celeste



Desert Rose



Nozes

COURO*



Terracota



Nero



Marine



Carrara



Nozes

*Opcional na S 200 F, S 200 SF e S 200 Cart. Não se aplica na S 200 Smart. Imagem ilustrativa.

SÉRIE/OPCIONAIS

Confira o que acompanha o seu S 200

N: NÃO SE APLICA | O: OPCIONAL | S: SÉRIE

CONSULTÓRIO	F	SF	CART	SMART
Posição de Trendelenburg	N	N	N	N
Sistema de Massagem	N	N	N	N
Estofamento Laminado PVC	S	S	S	S
Estofamento Viscoelástico	N	N	N	N
Estofamento Couro	O	O	O	N
Encosto Cabeça Removível	N	N	N	S
Encosto Cabeça Biarticulado	S	S	S	O
Braço Cadeira 2 Fixos	S	S	S	S
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível Lateral	O	O	O	O
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível e Pneumático	N	N	N	N
Protetor dos Pés	O	O	O	O
Pedal (7 teclas - 3 PT, PO, RF, ASS, EN)	S	S	S	S
Pedal Joystick (5 teclas - 3 PT, PO, RF, PC, BM)	N	N	N	N
Pedal Joystick (5 teclas - 3 PT, PO, RF, PC, BM) com Função Chip Blower	N	N	N	N
Pedal com Função Chip Blower (Móvel- 4 PT, PO, RF, PC, BM)	N	N	N	N
Soft Comfort	O	O	O	O
Caixa de ligação avulsa	O	O	O	O
Ambidestro	O	O	O	O

EQUIPO

Braço com Trava Pneumática	S	N	N	N
Kit Cabos Elétricos	O	O	O	N
Tampo de Inox	S	S	S	O
Bandeja Superior Equipo (Acrílico)	N	N	N	N
Bandeja Inferior Equipo (Injetada)	N	N	N	N
Kit PAD (Comandos Eletrônicos)***	O	O	O	N
Kit Negatoscópio***	O	O	O	N
Kit Flush	O	O	O	N
Manômetro	N	N	N	N
Terminal de Alta Rotação	S	S	S	S
Terminal de Baixa Rotação sem Spray	S	S	S	S
Terminal de Baixa Rotação com Spray	N	N	N	N
Seringa Tríplice	S	S	S	S
Seringa Tríplice Injetada	N	N	N	N
Kit Aquecedor Seringa Equipo**	O	O	N	N
Quantidade de terminais no equipo	ATÉ 5 (3S e 2o)	ATÉ 5 (3S e 2o)	ATÉ 5 (3S e 2o)	ATÉ 5 (3S e 2o)
Kit Micromotor Elétrico***	O	O	O	N
Kit Terminal Borden com Spray	O	O	O	O
Kit Terminal Fibra Óptica***	O	O	O	N
Kit Fotopolimerizador***	O	O	O	N
Kit Ultrassom***	O	O	O	N
Kit Jato de Bicarbonato	O	O	O	N

UNIDADE DE ÁGUA

Kit Porta-copo com Sensor***	O	O	O	N
Kit Porta-copo sem Sensor***	O	O	O	N
Acionamento Elétrico Água da Bacia	N	N	N	N
Kit Alcance sem PAD	O	O	O	N
Kit Alcance com PAD***	O	O	O	N
Kit Sugador Venturi	S	S	S	S
Kit Sugador Vac Plus	O	O	O	O
Kit Sugador BV	O	O	O	O
Kit Seringa Tríplice	O	O	O	N
Kit Seringa Tríplice Injetada	N	N	N	N
Kit Aquecedor Seringa UA***	O	O	O	N

REFLETOR

Persus L (Halógeno)	S	S	S	S
Persus Led	O	O	O	O
Sírius Sensor 3 Leds	O	O	O	N
Sírius Sensor 5 Leds	O	O	O	N
Sírius Sensor 5 (3x2) Leds	O	O	O	N

OUTROS

Kit Multimídia (Suporte e Monitor)	O	O	O	N
------------------------------------	---	---	---	---

*** necessário adquirir o Kit Cabos elétricos

SOLICITE ORÇAMENTO



Os Consultórios Odontológicos S200 F, S200 SF, S200 Cart e S200 Smart, são compostos por:

Cadeira Syncrus - ANVISA: 10069210062

Equipo Syncrus G2 - ANVISA: 10069210075

Unidade de Água Syncrus G2 - ANVISA: 10069210063

Refletor Persus L, Persus LED, Sírius G8 Sensor 3 Leds, Sírius G8 Sensor 5

Leds; Sírius G8 Sensor 5 (3x2) Leds - Anvisa: 10069210069

JANEIRO - 2022 | COD. 5100000206



saevo.com.br



@saevo_oficial



saevoweb

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.