

CONSULTÓRIO S 500 F

SAEVO
SAÚDE EM EVOLUÇÃO.

TECNOLOGIA EM SINTONIA COM O SEU TALENTO

O S500 é um consultório odontológico feito para surpreender o cirurgião-dentista com o que há de mais avançado em tecnologia e design.

Imagem ilustrativa. Confira lista de opcionais no verso

CONHEÇA O S 500

- 1 Encosto de cabeça com movimento biarticulado
- 2 Braço de apoio pneumático para paciente
- 3 Estofamento com 15 opções de cores
- 4 Pedal de comandos Joystick com Chip Blower
- 5 Base com debrum antiderrapante
- 6 Dispensa fixação no piso
- 7 Kit PAD/Negatoscópio acoplado
- 8 Permite acoplamento de até 6 terminais
- 9 Micromotor Elétrico (MME)* + Contra-ângulo*
- 10 Manômetro para visualizar a pressão do ar e alimentação do equipo
- 11 Bandeja de apoio para instrumentais
- 12 Hastes retráteis com trava (no equipo H)
- 13 Equipo com braço pneumático
- 14 Sistema Flush
- 15 Cuba rebatível a 180° com Sensor de Proximidade e Porta-Copo
- 16 Braço alcance com PAD
- 17 Refletor Sirius 3 LEDs, 5 LEDs* ou 3x2 LEDs* com sensor de proximidade
- 18 Kit multimídia* com suporte e monitor
- 19 Mocho Ergonomic*

CONFIRA NO VERSO A LISTA DE
ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS

*Opcional.

CONSULTÓRIO S 500 H



*Opcional.

MICROMOTOR ELÉTRICO (MME)*

Sua tecnologia antirruído é muito superior ao micromotor pneumático garantindo total conforto a você e seus pacientes, além de altíssimo nível de torque, precisão, controle de velocidade e ganho de produtividade



DIFERENCIAIS:

▶ BAIXO RUIDO

▶ TORQUE

3,5 N.cm

▶ ROTAÇÃO

- Contra-ângulo multiplicador: 200.000 rpm
- Micromotor elétrico: até 40.000 rpm

▶ ILUMINAÇÃO

25.000 lux

▶ SPRAY QUÁDRUPLO

direcionado para a ponta da broca

*item opcional

CORES SAEVO

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

PVC OU VISCOELÁSTICO*



Verde Escuro



Ouro



Gris



Laranja



Prata



Azul Marinho



Angra



Celeste



Desert Rose



Nozes

COURO*



Terracota



Nero



Marine



Carrara



Nozes

*Opcional. Imagem ilustrativa.

SÉRIE/OPCIONAIS

Confira o que acompanha o seu S500

N: NÃO SE APLICA | O: OPCIONAL | S: SÉRIE

CONSULTÓRIO	F	H
Posição de Trendelenburg	S	S
Sistema de Massagem	O	O
Estofamento Laminado PVC	S	S
Estofamento Viscoelástico	O	O
Estofamento Couro	O	O
Encosto Cabeça Biarticulado	S	S
Braço Cadeira 1 Fixo + 1 Rebatível e Pneumático	S	S
Protetor dos Pés	S	S
Pedal Joystick (5 teclas) com Função Chip Blower	S	S
Pedal com Função Chip Blower (Móvel)	O	O
Soft Comfort	O	O
Caixa de ligação avulsa	O	O
Ambidestro	N	N

EQUIPO	F	H
Braço com Trava Pneumática	S	S
Kit Cabos Elétricos	S	S
Bandeja Superior Equipo (Acrílico)	S	N
Bandeja Inferior Equipo (Injetada)	N	S
Kit PAD (Comandos Eletrônicos)	S	S
Kit Negatoscópio	S	S
Kit Flush	S	S
Manômetro	S	S
Terminal de Alta Rotação	S	S
Terminal de Baixa Rotação com Spray	S	S
Seringa Tríplex Injetada	S	S
Kit Aquecedor Seringa Equipo	O	O
Quantidade de terminais no equipo	ATÉ 6 (3s e 3o)	ATÉ 6 (3s e 3o)
Kit Micromotor Elétrico	O	O
Kit Terminal Borden com Spray	O	O
Kit Terminal Fibra Óptica	O	O
Kit Fotopolimerizador	O	O
Kit Ultrassom	O	O
Kit Jato de Bicarbonato	O	O

UNIDADE DE ÁGUA	F	H
Kit Porta-copo com Sensor	S	S
Kit Porta-copo sem Sensor	N	N
Acionamento Elétrico Água da Bacia	S	S
Kit Alcance com PAD	S	S
Kit Sugador Venturi	S	S
Kit Sugador Vac Plus	S	S
Kit Sugador BV	O	O
Kit Seringa Tríplex Injetada	O	O
Kit Aquecedor Seringa UA	O	O

REFLETOR	F	H
Sírius Sensor 3 Leds	S	S
Sírius Sensor 5 Leds	O	O
Sírius Sensor 5 (3x2) Leds	O	O

OUTROS	F	H
Kit Multimídia (Suporte e Monitor)	O	O

SOLICITE ORÇAMENTO



O Consultório odontológico S 500 F e S 500 H, são composto por:
 Cadeira S 500 – ANVISA: 10069210062
 Equipo Synarus G8 FE – ANVISA: 10069210075
 Equipo Synarus G8 HE – 10069210075
 Unidade de Água Synarus G4A – ANVISA: 10069210063
 Refletor Sírius G8 Sensor 3 Leds, Sírius G8 Sensor 5 Leds; Sírius G8 Sensor 5 (3x2) Leds – Anvisa: 10069210069
 MAIO – 2022 | COD. 5100000215